


Cadenza CL-C18  
Unison UK-C18  
Cadenza CD-C18

75 x 4.6 mm

Technical

## CL-C18の分離特性 ( $\pi$ / dipole相互作用)



ODS固定相には主たる相互作用である疎水的相互作用の他に、いくつかの副次的相互作用がはたらいっています。たとえばシリカ基材に存在するシラノールやシロキサンには静電的相互作用があり、この作用の影響を受けやすい溶質構造があると考えられます。

上図のように、ピーク2(bromovalerylurea)では固定相間に大きな違いは認められませんが、 $\pi$ 平面を有する化合物、特にピーク3(ethenzamide)では保持が大きく異なります。すなわち、CD-C18では保持の小さなピーク3が、シロキサンと相互作用するUK-C18、若干のシラノールを有するCL-C18、そして多くのシラノールを有するエンドキャッピング未処理カラム(Not End-Capped)の順で保持が大きくなっていきます。つまり、溶質の $\pi$ 平面に対して、固定相のシロキサンやシラノールによる dipole moment が大きくなるほど、相対保持が大きくなると考えられます。

溶出時間が似ている物質分離では、溶質中の芳香環の有無により、CL-C18がCD-C18やUK-C18と異なる分離特性を示すことが期待されます。